

メーカー	モデル名	製造範囲	A定数	カートリッジ	形状	光学詳細				特徴	備考（販売名、その他）
			超音波式			（光学部径/全長/支持角度）	着色	形状	素材		
AMO	DCB00V	+6.0D～+30.0D（0.5Dステップ）	A=118.8	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	単焦点	テクニス ワンピース VB Simplicity
AMO	DCB00	+6.0D～+30.0D（0.5Dステップ）	119.3 （光学式） 118.8 （超音波式）	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	非着色	非球面	アクリル	単焦点	テクニス ワンピース Simplicity
AMO	DFR00V	+5.0D～+30.0D（0.5Dステップ）	119.3 （光学式） 118.8 （超音波式）	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	多焦点	テクニスシナジーVB Simplicity
AMO	DFW150 DFW225 DFW300 DFW375	+5.0D～+30.0D（0.5Dステップ）	119.3 （光学式） 118.8 （超音波式）	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	トーリック 多焦点	テクニスシナジーTVB Simplicity IOL面 （150_1.50, 225_2.25, 300_3.00, 375_3.75） 角膜面 （150_1.03, 225_1.54, 300_2.06, 375_2.75）
AMO	DIB00V	+6.0～+30.0D（0.5Dステップ）	119.3 （光学式） 118.8 （超音波式）	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	高次非球面	アクリル	単焦点	テクニスアイハンスオブティブルー Simplicity
AMO	DIW150 DIW225 DIW300 DIW375 DIW450 DIW525 DIW600	+6.0～+30.0D（0.5Dステップ）	119.3 （光学式） 118.8 （超音波式）	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	高次非球面	アクリル	トーリック 単焦点	テクニスアイハンストーリックⅡオブティブルー Simplicity
AMO	DRN00V	+6.0～+30.0D（0.5Dステップ）	119.3 （光学式） 118.8 （超音波式）	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	高次非球面	アクリル	多焦点	テクニス オデッセイ オブティブルー Simplicity
AMO	DRT150 DRT225 DRT300 DRT375 DRT450 DRT525 DRT600	+6.0～+30.0D（0.5Dステップ）	119.3 （光学式） 118.8 （超音波式）	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	高次非球面	アクリル	トーリック 多焦点	テクニス オデッセイ トーリックⅡ オブティブルー Simplicity

※ULIBは技術者からのデータを分析し公開するため、メーカー推奨値とは異なります。