

メーカー	モデル名	製造範囲	A定数	カートリッジ	形状	光学詳細				特徴	備考（販売名、その他）
			超音波式			（光学部径/全長/支持角度）	着色	形状	素材		
HOYA	XY1-G	+10.0～+30.0D（0.5Dステップ）	119.0	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	多焦点	Vivinex ジェメトリック
HOYA	XY1-GT2 XY1-GT3 XY1-GT4 XY1-GT5 XY1-GT6 XY1-GT7	+10.0～+30.0D（0.5Dステップ）	119.0	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	多焦点 トーリック	Vivinex ジェメトリック トーリック 眼内レンズ面（T2:1.00, T3:1.50, T4:2.25, T5:3.00, T6:3.75） 角膜面（T2:0.69,T3:1.04, T4:1.56, T5:2.08, T6:2.60）
HOYA	XY1-GP	+10.0～+30.0D（0.5Dステップ）	119.0	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	多焦点	Vivinex ジェメトリック プラス
HOYA	XY1-GTP2 XY1-GTP3 XY1-GTP4 XY1-GTP5 XY1-GTP6 XY1-GTP7	+10.0～+30.0D（0.5Dステップ）	119.0	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面	アクリル	多焦点 トーリック	Vivinex ジェメトリック プラス トーリック 眼内レンズ面（T2:1.00, T3:1.50, T4:2.25, T5:3.00, T6:3.75） 角膜面（T2:0.69,T3:1.04, T4:1.56, T5:2.08, T6:2.60）

※ULIBは技術者からのデータを分析し公開するため、メーカー推奨値とは異なります。