

眼内レンズ規格表

モデル名	製造範囲	A定数						カートリッジ	形状	光学詳細				備考（販売名、その他）	
		超音波式	SRK/T	SRK II	Holladay1	HofferQ	Haigis			光学部径 全長 支持角度	着色	形状	素材		特徴
YP2.2R	+6.0~+9.0D (1.0Dステップ) +10.0~+26.0D (0.5ステップ)	119.0 (光学式) 118.6 (Aモード)	118.4 (Aモード) 119.0 (IOLマスタ ー)	119.3 (IOLマスタ ー)	-	5.19 (Aモード) 5.69 (IOLマスタ ー)	-	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	着色	非球面 ハイコ ンベッ クス	アクリル	単焦点	アバンシブリロード1P
CP2.2R	+6.0~+9.0D (1.0Dステップ) +10.0~+26.0D (0.5ステップ)	119.0 (光学式) 118.6 (Aモード)	118.4 (Aモード) 119.0 (IOLマスタ ー)	119.3 (IOLマスタ ー)	-	5.19 (Aモード) 5.69 (IOLマスタ ー)	-	プリセット	シングルピース	6.0mm/13.0mm	非着色	非球面 ハイコ ンベッ クス	アクリル	単焦点	アバンシブリロード1P Clear
PN6A	+6.0~+9.0D (1.0Dステップ) +10.0~+26.0D (0.5ステップ)	119.0 (光学式) 118.7 (Aモード)	119.0 (ULIB)	119.3 (ULIB)	-	5.64 (ULIB)	-	プリセット	スリーピース	6.0mm/13.0mm/5°	着色	非球面 ハイコ ンベッ クス	アクリル	単焦点	アバンシブプリセット
PN6AS	+6.0~+9.0D (1.0Dステップ) +10.0~+26.0D (0.5ステップ)	119.0 (光学式) 118.7 (Aモード)	119.0 (ULIB)	119.3 (ULIB)	-	5.64 (ULIB)	-	プリセット	スリーピース	6.0mm/13.0mm/5°	着色	非球面 ハイコ ンベッ クス	アクリル	単焦点	アバンシブプリセット
PU6A	+6.0~+9.0D (1.0Dステップ) +10.0~+26.0D (0.5ステップ)	119.0 (光学式) 118.7 (Aモード)	119.0 (ULIB)	119.3 (ULIB)	-	5.64 (ULIB)	-	プリセット	スリーピース	6.0mm/13.0mm/5°	非着色	非球面 ハイコ ンベッ クス	アクリル	単焦点	アバンシブプリセットUV

※ULIBは技術者からのデータを分析し公開するため、メーカー推奨値とは異なります。